

## **LymphoPlus, Complete Karyotyping Medium for Peripheral Blood Lymphocytes (100mL)**

- 1-Kromozom için periferik kan lenfositlerinin kısa süreli kùltivasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmalıdır.
- 2-Besiyeri, L-glutamin, fetal sığır serumu, antibiyotikler ile desteklenmiş bir bazal besiyerine dayalı olmalıdır.
- 3-Kullanıma hazır donmuş besiyeri olarak sağlanmalıdır.
- 4-pH değeri 7-7.5 aralığında, endotoksin oranı  $\leq 25$  EU/ml olmalıdır.
- 5-Laboratuvarda daha önce denenmiş ve çalışmalarda kullanılmış olması gerekmektedir.
- 6- Son kullanma tarihi en az 2 yıl miatlı olmalıdır. Siparişten sonra 7 gün içinde teslim edilmelidir.
- 7- 100 ml'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 8-Yanında 10 ml fitohemaglutinin verilmelidir.